

Produktdatenblatt

Artikel-Nummer	0959 9010
Artikel-Bezeichnung	Sangocan 21 G grün
Zweckbestimmung	<p>Adapter zur Mehrfachentnahme mit Kanüle für die venöse Blutentnahme</p> <p>Das Produkt nur in Verbindung mit dem Entnahmesystem Primavette® verwenden</p> <p>Die Anwendung des Produktes muss durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden.</p> <p>Nur zum Einmalgebrauch</p>
Gebrauchsanweisung	<p>Beachten Sie die Anweisungen auf der Innenseite des Spenderkartons</p> <p>Keine verbogenen, beschädigten oder bereits gebrauchten Kanülen verwenden.</p> <p>Keine Kanülen aus offenen oder beschädigten Verpackungen verwenden.</p>
Material der Nadel Material des Halters	Edelstahl gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 9626 Polypropylen
Größe	21 G x 1 ½
Farbe der Nadel Farbe des Halters	gemäß den Anforderungen der EN ISO 6009 farblos
Haltbarkeit	3 Jahre
Sterilisierung	EO-Behandlung gemäß der Anforderungen ISO 11135, ISO 11737, ISO 11607 pyrogenfrei
Klassifizierung	MDD-Produkt Klasse IIa CE-gekennzeichnet alle Grundlegenden Anforderungen aus Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG werden erfüllt
Verpackung	Spenderkarton 100 Stück Umkarton 1.000 Stück
Lagerbedingungen	Bei +5 - +25°C dunkel und trocken lagern

