

MED-COMFORT Medikamentendispenser mit Schiebelister Artikel-Nr.: L-09180-W 09180-B



Material:	Dispenser: Polypropylen (PP) Blister: PVC Folie mit Aufdruck: Morgen, Mittag, Abend, Nacht latexfrei und ohne Weichmacher, formstabil
Verwendungszweck:	mit 4 Fächern für den Tagesbedarf von Medikamenten
Farben:	weiß: (L-09180-W) blau: (09180-B)
Abmessungen:	ca. 222 x 62 x 16 mm LxBxH
Qualitätskontrolle:	Rückverfolgbarkeit durch LOT-Nummern
Verpackung:	200 Stück im Umkarton
Hinweis:	Blindschrift auf der unteren Rückseite der Fächer