

Warzenart bestimmt die Behandlungszeiten mit Histofreezer®

Wie lange muss der Histofreezer® Applikator auf der Haut bleiben?

Dies ist abhängig von

- der Tiefe der Warze
- der Größe der Warze
- der Erkrankungsart

Erfahrungsgemäß variiert die Behandlungsdauer jedoch zwischen 15 und 40 Sekunden.

Art der Läsion	Vereisungsdauer
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Dellwarzen (Molluscum contagiosum)</u> 	20 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Alterswarzen (Seborrhoica keratosis)</u> 	40 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Saitenwarzen (Akrochordon)</u> 	40 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Plantarwarzen (Verrucae plantares)</u> 	40 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgares)</u> 	40 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Flachwarzen (Verrucae planae)</u> 	20 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aktinische Keratose (Keratosis actinica, Keratoris solaris), UV-Licht-induziertes Karzinom</u> 	Gesicht: 15 sek. Körper: 40 sek.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pigmentfleck, linsengroß (Lentigo)</u> 	Gesicht: 15 sek. Körper: 40 sek.

Durch die Nekrose der Keratinozyten kann eine Blase entstehen. Sie heilt aber innerhalb von zehn bis 14 Tagen von der umliegenden Epidermis ausgehend ab. Schützen Sie diese Blase mit einem Pflaster. xqp"36"Vci gp"ukpf "gkp"dku"xlgt "Dgj cpf n̄pi gp"o k'f go "J k̄uqht gg| gtÌ "p³⁄₄ki 0Y kf "f kgF gto k̄u'y @ tgpf "f gt" Dgj cpf n̄pi "plej v'dgvej @ ki v."xgtr@w/f kg'I gpguwi "qj pg"P ctdgpdkf wpi 0