

DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR



Produktinformation/Beschreibung 2017

Bestellnummer: **AED-HS-SAM350P**

Beschreibung: **HeartSine SAM350P AED, manuelle Schockauslösung, 8 J. Garantie**

Kurztext: Ersthelfer- und Laien-Defibrillator (AED) zur Behandlung von Betroffenen des plötzlichen Herztodes. Manuelle Schockauslösung durch Drücken der orangenen Leuchttaste. Mit komplettem Zubehör.

Einleitungstext: Wie alle anderen Defibrillatoren dieser Klasse ist das PAD350 Gerät kinderleicht zu bedienen, vollzieht und garantiert eine sichere und rasche Analyse und gibt bei Bedarf einen Schock frei. Beim SAM350 wird dieser durch das Drücken der aufleuchtenden Schocktaste ausgelöst. Der SAM360 löst den Schock nach der Ansage: „...Der Schock wird in 3...2...1... ausgelöst!“ selbständig aus. Anschließend wird der Helfer aufgefordert, mit der Herzdruckmassage zu beginnen, die das Gerät durch einen Signalton (Taktgeber) begleitet. Der integrierte Speicher sichert die Daten für eine spätere Auswertung. Mit Hilfe eines optionalen Datenkabels können Software Updates kostenfrei durchgeführt werden. Nach einem Einsatz und der Datenübermittlung an den Hersteller kann ein kostenloser Ersatz der PAD-PAK Kassette in Verbindung mit dem Forward Hearts Programm (Free PAD-PAK) erfolgen.

Details erhalten Sie auf unserer Webseite. Mit der derzeit höchsten IP Rate (= Rating für Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz) eignen sich die HeartSine-Geräte bestens für Outdoor-Einsätze und in Bereichen, die besonderen Bedingungen und hohen Anforderungen ausgesetzt sind – wie dies etwa in der Schifffahrt, an Küsten, in Feuchtgebieten, im Militär- und Rettungsdienst oder bei der Polizei der Fall ist.



Abb. AED-HS-SAM350P, mit Defibrillator-Notfallset

DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR



Produktinformation/Beschreibung 2017

Wesentliche Produktmerkmale:

- 8 Jahre Herstellergarantie
- Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
- Optional für Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
- Durch die Kombination werden die Folgekosten reduziert
- Einfache und intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
- Höchster Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz (IP56)
- Integrierter Datenspeicher mit Datenkabel und kostenfreier Analyse (nach dem Einsatz)
- Regelmäßiger Selbsttest mit Bereitschaftsanzeige für Batterie und Elektroden
- Kostenersparnis durch Wartungsfreiheit (STK befreit) während der Garantiezeit
- Patentierte, effiziente und schonende SCOPE™ biphasische Technologie
- CE zertifiziert, mit Luftfahrt- und Militärzulassung
- Gewicht: 1,1 kg
- Kostenfreie Online Schulung, die auf Wunsch auch IN-House (kostenpflichtig) durchgeführt wird

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar
- Doppeltragetasche mit Zubehör
- Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung
- Kostenfreie Standortregistrierung auf www.meindefistandort.de wie auch in der Citizens save Lives APP

Machen Sie den Defibrillator Standort gut erkennbar, zum Beispiel mit reflektierendem Winkelschild.