

Healthcare

# VITALOGRAPH MICRO

Eines der besten Spirometer unter den Günstigen



A Global Leader in Respiratory Diagnostics

**Vitalograph**<sup>®</sup>

[vitalograph.de](http://vitalograph.de)

# Vitalograph micro

Das preiswerte Einstiegsmodell des Marktführers für die Allgemein- und Arbeitsmedizin

Mit dem Vitalograph® micro™ entscheiden Sie sich für ein einfach zu bedienendes Spirometer für die zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern, das in seinem Preissegment einzigartig ist. Die hochwertige Pneumotachograph-Messtechnologie wurde von den Vitalograph Premium-Modellen übernommen und zeichnet sich durch Stabilität und Langlebigkeit für viele Jahre aus.

Mit unseren BVF™ Bakterien-Viren-Filtern mit einer Effizienz von 99,999% arbeiten Sie sicher und kostengünstig, da keine weiteren Einmal-Artikel wie Adapter, Atemrohre oder andere Mundstücke benötigt werden.



- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ und günstige Filter
- 5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kauf
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Erleichterte Befundung durch aktuelle GLI-Sollwerte und Z-Score
- Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul Ihrer Praxissoftware)



## Bestellinformationen

Modellnummer	Bestellnummer	Produktbezeichnung
6300	63303	Vitalograph micro mit Berichtsoftware

## Verbrauchsmaterial und Zubehör

Modellnummer	Bestellnummer	Produktbezeichnung	VE
2820	28350	BVF Bakterien-Viren-Filter	50
	28553	ECO-BVF Set mit Nasenklemme	75
2030	20303	Einmal-Nasenklemmen	200
2040	36020	Kalibrationspumpe 3 Liter als optionales Zubehör für das Praxis-QM	

Vitalograph BVF™ Filter Technology	Optimale Hygiene	Niedrige Folgekosten
	✓	✓

Vitalograph®, Vitalograph®, micro™ und BVF™ sind Marken oder eingetragene Marken von Vitalograph Ltd.



## Kontakt

Unser kompetentes Service-Team berät Sie gern in allen Fragen zum Kauf und zur Bedienung unserer Produkte.

Deutschland, Österreich, Schweiz

Vitalograph GmbH

Tel.: +49 40 547391-0  
Fax: +49 40 547391-40  
info@vitalograph.de  
Rellinger Straße 64a  
20257 Hamburg  
Deutschland

Irland

Vitalograph (Ireland) Ltd

Tel.: +353 65 686 4100  
Fax: +353 65 682 9289  
sales@vitalograph.ie  
Gort Road Business Park  
Ennis, Co Clare,  
V95 HFT4, Ireland

Ihr Fachhandelspartner