



ECOsound

Einfach zu bedienender fetaler
Taschendoppler

großes LCD Display für die Anzeige der Herzrate
und des Batteriezustands

hochsensible 2 MHz Sonde, wasserfest

integrierter Lautsprecher

Audio Ausgang für Kopfhörer

Rauschunterdrückung für optimale Signalqualität

ca. 6 Stunden Betriebszeit bei durchgehender Messung

Automatische Abschaltung



medical **ECONET**

GERMANY

Technische Spezifikationen

Modell	ECOsound
Display	LCD Display mit Batterieanzeige
Messbereich der Herzrate	50-240 bpm
Genauigkeit	± 2 %
Ultraschallfrequenz	2 MHz
Ultraschallintensität	<10mW/cm ²
Lautsprecher	1.2 W integrierter Lautsprecher
Audio Ausgang für Kopfhörer	ja
Automatische Abschaltung	nach 5 Minuten
Stromversorgung	2 x AA Batterien, 1.5V
Empfindlichkeit	ab der 10ten Schwangerschaftswoche



medical **ECONET**

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten