

Nitril-Handschuhe EXTRA LANG

- 30 cm langer Schaft
- puder- und latexfrei
- unsteril
- mikrogeraute Fingerspitzen
- Lebensmittel geeignet

Anwendungsbereiche

INTERMED Nitril-Handschuhe EXTRA LANG, 30 cm lang, blau, puderfrei sind für die Lebensmittelindustrie, Gebäudereinigung, für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie den niedergelassenen Bereich geeignet.

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC)

Physikalische Eigenschaften

- Reißfestigkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 6 N nach Alterung 6 N
- Dehnbarkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 500 % nach Alterung 400 %
- Beständig gegen folgende Chemikalien:
Level 6, Natriumhydroxid 40% (K)

Qualitätssicherung

INTERMED Nitril-Handschuhe EXTRA LANG, puderfrei erfüllen die Anforderungen gemäß EN 455 Teile 1, 2, 3, 4
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse I

Maße (durchschnittliche Werte)

Größe XS	Länge: 300 mm, Breite: 75 mm	Best.-Nr. 229930
Größe S	Länge: 300 mm, Breite: 84 mm	Best.-Nr. 229931
Größe M	Länge: 300 mm, Breite: 94 mm	Best.-Nr. 229932
Größe L	Länge: 300 mm, Breite: 105 mm	Best.-Nr. 229933
Größe XL	Länge: 300 mm, Breite: 113 mm	Best.-Nr. 229934

Wandstärke (durchschnittliche Werte)

Schaft 0,06 mm
Handfläche 0,10 mm
Fingerspitze 0,14 mm

Lieferformen

Größe XS	Best.-Nr. 229930
Größe S	Best.-Nr. 229931
Größe M	Best.-Nr. 229932
Größe L	Best.-Nr. 229933
Größe XL	Best.-Nr. 229934

Haltbarkeit

5 Jahre

Lagerung

- trocken und staubfrei, 10°C – 30°C
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung

100 Stück / Spender

