

IC IONENTAUSSCHER KARTUSCHE 490

Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)

+ PLUSPUNKTE FÜR DIE WASSERQUALITÄT

- + Entzieht ionische und flüchtige organische Substanzen
- + Restsalzgehalt von < 0,1 mg (gem. AKI/DGSV)
- + Leitfähigkeit < 0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (gem. AKI/DGSV)
- + Spezialharz verhindert Verunreinigung durch Vollentsalzung

+ PLUSPUNKTE FÜR THERMODESINFEKTOR / RDG

- + Funktioniert herstellerunabhängig, wenn aufrüstbar
- + Kein Abdampfrückstand: keine Flecken, keine Beläge
- + Wert des RDG bleibt erhalten
- + HD 450 PRO Software überwacht VE-Kartusche
- + Express-Service für die Regeneration

+ PLUSPUNKTE FÜR INSTRUMENTE

- + Verhindert Ablagerungen in Hohlkörperinstrumenten
- + Vergrößert Hygienesicherheit
- + Wert der Instrumente bleibt erhalten

