

Wattebinde

Binde:	100 % Polyesterfasern
Vliesstoffart:	Stapelfaser-Nadelvliesstoff
Verfestigung:	mechanisch vernadelt - ohne chemische Bindemittel

Synthetische Polsterbinde zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände (Gips- oder Zinkleimverbände). Ebenfalls sehr gut geeignet zum Abpolstern von Schienenmaterial oder als Polsterung für Kompressionsverbände. Die Polsterbinden sind aus einem hautverträglichem Vlies hergestellt, bei dem die einzelnen Fasern nicht miteinander verklebt, sondern mechanisch vernadelt werden - und dies alles ohne Zusatz von chemischen Bindemitteln.

Technische Daten

	Anforderung	Methode
Gewicht (g/qm)	80 + / - 10,0	DIN 53 854
Dicke	2,2 + / - 0,3	DIN 53 855

Lieferformen

1 x 1	3 m x 6 cm	(Umkarton 108)	PZN 02671098	Best-Nr: 128205
1 x 1	3 m x 8 cm	(Umkarton 72)	PZN 02618951	Best-Nr: 128206
1 x 1	3 m x 10 cm	(Umkarton 72)	PZN 02622496	Best-Nr: 128207
1 x 1	3 m x 12 cm	(Umkarton 36)	PZN 02624727	Best-Nr: 128208

